

真空搅拌机

AX-2000a

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



用途

本产品是牙科技工室进行各种石膏、包埋材和硅树脂搅拌的重要工具。

描述

本机型是我公司所产牙科真空搅拌机的早期型号，由于本机具备了真空搅拌机所有的基本功能，并内置了一台技工振荡器，而且价格低廉、皮实耐用，所以目前仍深受消费者喜爱。本机在真空状态下对应用材料，所以完全实现了无气泡，因此可以提高了材料的填充性及模型的致密性。本机内置了高档真空泵，使用寿命极长。真空度高、搅拌力大、振幅可调，包埋的铸圈无气泡，均匀高密，效果完美。

数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：150瓦

电机转速：320转/分钟

搅拌容积：750毫升

真空度：0.08~0.09兆帕

振荡方式：无级调速

外形尺寸：长33厘米/宽30厘米/高53厘米

包装尺寸：长40厘米/宽38厘米/高62厘米

整机重量：28千克