

# 琼脂搅拌机 AX-2008

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



## 用途

本产品适用于牙科技工室中融化搅拌琼脂弹性复制胶的工作，是制作带模铸造时复制铸模的必备设备。

## 描述

本机型由我公司与西班牙工程师联合设计，是目前世界上最先进的琼脂搅拌溶化设备。本机型除拥有电脑程序控制外，最大特点是采用专利技术的独特加热方式，从根本上杜绝了琼脂不会过热糊锅的情况。而且不论琼脂量多少，都可以保证均匀受热，而且低温段恒温效果更好。本机型采用最新设计的自适应搅拌叶片，琼脂搅拌更加充分，琼脂更加细腻。该机型放料口，增加了恒温设计，在任何环境温度下均能保证顺利排出琼脂胶液。

## 数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电机转速：40转/分钟

加热功率：800瓦 2

琼脂容量：3-5千克

内部容积：5升

外形尺寸：长44厘米/宽36厘米/高61厘米

包装尺寸：长54厘米/宽46厘米/高71厘米

整机重量：31千克

