

手动型预热炉 AX-4-10

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



用途

本产品适用于牙科铸造室铸圈的烤制，除蜡以及坩埚的预热。

描述

本机型是手动控制型预热炉，炉内衬由轻质耐火砖制成，能更好的抵抗机械损坏和化学腐蚀，该机型并具有价格低廉，维护方便的特点。

数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：4000瓦

额定温度：1000摄氏度

加热材质：耐火砖

铸圈容量：大铸圈7个/大铸圈4个和小铸圈4个

炉膛尺寸：长30厘米/宽20厘米/高12厘米

外形尺寸：长75厘米/宽46厘米/高71厘米

包装尺寸：长83厘米/宽54厘米/高88厘米

整机重量：120千克