

电解抛光机 AX-D2

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



用途

本产品广泛适用于牙科技工室不锈钢、钴铬合金等小型铸件修整后的表面电解抛光。

描述

本机型为阳极摆动式设计，其摆动结构为电动式，电机通过偏心摆轮带动摆杆，使钩挂零件沿滑道作垂直往返运动，零件在电解液中平稳匀速运动，从而均匀抛光，本机也可以关闭摆动开关进行静止抛光。

数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：150瓦

时间控制：0~15分钟

工作电流：5安培

外形尺寸：长38厘米/宽31厘米/高27厘米

包装尺寸：长45厘米/宽38厘米/高33厘米

整机重量：15千克

