

石膏修整机

AX-MTA

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



用途

本产品为各种石膏模型的修磨、整形的必须产品。

描述

本机型机壳为ABS工程塑料注成，拥有更好的绝缘性并避免了锈蚀的产生，该机的角度调整>30度，以及搭载的高品质的电机，保证了石膏模型的修整更加完美细腻，操作更安全。

数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：370瓦

电机转速：1400转/分钟

水压压力：0.5-2公斤

磨片尺寸：外径25.5厘米/内径2.55厘米/厚度0.65厘米

磨片材质：金刚砂磨片/合金砂片(可选)

外形尺寸：长43厘米/宽30厘米/高32厘米

包装尺寸：长49厘米/宽36厘米/高38厘米

整机重量：20千克