

# 聚合压榨器 AX-PT1

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



## 用途

本产品适用于加工义齿(全口义齿,半口义齿)人工压榨,加热成型,结合压榨器与聚合器共同特点将两者和二为一而开发生产。

## 描述

本机型省去了过去繁多的加工工艺,使加工过程变得简单轻松。有了它就不用再购买压榨器和聚合器与煮牙用的夹子,因此它又大大地降低了生产成本。

## 数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：600瓦

电机功率：6瓦

额定压力：2000~3500公斤

外形尺寸：长28厘米/宽14厘米/高40厘米

包装尺寸：长 厘米/宽 厘米/高 厘米

整机重量：10千克

