

塑脂聚合自动成型机 AX-PT2

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



用途

本产品适用于加工义齿(全口义齿,半口义齿)人工压榨,加热成型,结合压榨器与聚合器共同特点将两者和二为一而开发生产。

描述

本机型把复杂的工作变得简单。塑脂聚合自动成型机是在以人为本的原则,下以全新的理念奉献给广大的牙科技工。本机具有免压榨,免水煮的特点,自动加压,自动加热,优质高效,环保节能。是传统工艺(水煮法)所无法达到的。该机技术含量高操作简单只是将埋好胶的义齿型盒放在成型机的工作平台上,用上面的扳把向下旋转加上压力,然后卸下型盒把多余的胶除去,把型盒重新放在工作台上打开电源开关,扳到自动挡位,调整工位(工位分上下两个,每工位二个义齿型盒),旋转加热定时器20~25分钟即可,40分钟后加压、加温、保温、泄压全部完成。质量完全合格的义齿形成了。采用这种塑脂自动成型,工作轻松、成本降低、效率提高、环保节能。

数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：900瓦

电机功率：6瓦

额定压力：2000~3500公斤

外形尺寸：长75厘米/宽31厘米/高19厘米

整机重量：10千克