

! 更详尽产品资料尽在官方网站
www.tjax.com.cn

Atxin® 愛鑫醫療

蒸汽清洗机 AX-SCB

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



用途

本产品广泛适用于牙科技工室中清洗模型上的蜡渍、污渍等。

描述

本机型为我公司所产AX-SCA型蒸汽清洗机的升级产品。该产品不要求强制使用蒸馏水或者纯净水，用户可直接灌注自来水，大大缩减使用成本。本产品的蒸汽锅炉，整机外壳，按键开关，指示灯，及内部零件，均不锈钢材料制造，提高了整机的可靠性和寿命。该机具有点动和长喷两种喷汽控制方式，具有缺水、过压力过热自动保护，及强制加热功能。并具有加热功率大，产生蒸汽快，效率高，喷气压力足，压力稳定，清洗力强等优点。

数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：1600瓦

最高压力：6巴(出厂默认)

工作压力：4~5巴

水箱容量：7.5升

注水方式：手动注水

外形尺寸：长38厘米/宽41厘米/高57厘米

包装尺寸：长45厘米/宽49厘米/高63厘米

整机重量：24千克

包装尺寸：长45厘米/宽44厘米/高59厘米

整机重量：24千克

