

# 真空离心铸造机 AX-ZL5

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



冷却方式：风冷

真空泵：120瓦，1440转/分

工作压力：-0.08~-0.09兆帕

抽气时间：<1分钟

外形尺寸：长68厘米/宽54厘米/高91厘米

包装尺寸：长80厘米/宽65厘米/高109厘米

整机重量：120千克

## 用途

本机主要应用于牙科技工室中除纯钛以外所有的中高熔合金、尤其是贵金属的熔化和精密铸造。包括各特殊结构的活体义齿支架，各种铸造冠类，金、瓷联合冠类的金属基底和各种形式结构的钳锁装置等。

## 描述

本机型采用我公司自主开发的专利技术，构思独特，是一款拥有自主知识产权的真空铸造设备。本机体积小、重量轻、操作简便，无辐射，节能省电，220伏民用电标准即可使用。本机由于是在无氧状态下工作，抽真空，充氩气，所以铸件的完整性，成功率更高，铸成的铸件无砂眼、气孔、无氧化，大大增强了铸件的强度密度。

## 数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：2500瓦

电机功率：370瓦

离心转数：500转/分

铸造半径：21厘米

铸造方式：水平离心铸造

最大熔金：50克

熔化方式：中频感应涡流加热

熔金时间：30克<185秒(标准)