

! 更详尽产品资料尽在官方网站
! www.tjax.com.cn

Atxin® 愛鑫醫療

牙科技工桌 EM-LT3

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



用途

本产品广泛适用于牙科技工室及其他需要进行抛光打磨的行业。

描述

本机型该机型配备了小抽屉，肘拖，手托，并提前预留了真空吸尘系统管路，方便了用户日后自行升级吸尘系统，该吸尘器需额外购买。

数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

增选配件：技工室专用吸尘器(参见AX-SUPER800, AX-MX800)

外形尺寸：长76厘米/宽52厘米/高85厘米

包装尺寸：长86厘米/宽71厘米/高102厘米

整机重量：50千克

